

SUFENTANYL – HYPNOVEL

SUFENTANYL

Morphinique puissant = 1000 X Morphine

Posologie : 0,1 à 1,5 µg / kg / h

HYPNOVEL

Benzodiazépine hypnotique

Posologie : 0,03 à 0,2 mg / kg / h

Présentation :

SUFENTANYL Ampoule de 5 ml à 250 µg

HYPNOVEL Ampoule de 10 ml à 50 mg

Posologie moyenne :

SUFENTANYL 0,5 µg / kg / h

HYPNOVEL 0,05 mg / kg / h

Indication :

Sédation prolongée pour les personnes ventilées mécaniquement

En pratique : 2 préparations possibles au pousse-seringue

Première méthode

2 amp de 5 ml de Sufenta (250 µg) = 500 µg

+

1 amp de 10 ml de Hypnovel 50 mg

Diluer jusqu'à **50 ml** avec Physio pour obtenir 10 µg Sufenta / ml

1 mg Hypnovel / ml

Seconde méthode

1 amp de 5 ml de Sufenta (250 µg)

+

1/2 amp de 10 ml de Hypnovel 50 mg (= 25 mg)

Diluer jusqu'à **25 ml** avec Physio pour obtenir 10 µg Sufenta / ml

1 mg Hypnovel / ml

VITESSE = 1/20 poids patient

⇒ **Diviser le poids par 10 et ensuite par 2**

Kgs	10	20	30	40	50	60	70	80
Vitesse	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4